

FICHE PRODUIT



Manche de Laryngoscope à F/O Miller

Référence : SOC- DS03621

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Manche F/O Miller (Ø 19 mm) – sans pile

Longueur : 155mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/17509-manche-de-laryngoscope-a-f-o-miller.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com