

FICHE PRODUIT

Analyseur semi-automatique de Biochimie

Référence : SOC-BIOsilver

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Analyseur semi-automatique de Biochimie

L'analyseur de biochimie semi-automatique BIOBASE SILVER est un instrument de diagnostic in vitro basé sur un micro-ordinateur qui réunit l'optique, la mécanique et le contrôle automatique en un seul appareil. Il est utilisé avec les réactifs connexes pour la détermination quantitative des éléments biochimiques, largement appliqué dans divers hôpitaux et instituts de recherche avec les caractéristiques de haute précision, d'excellente répétabilité et de fonction complète.

Caractéristiques :

- ①. Fonctionnement facile à l'aide d'un seul bouton.
- ②. Point final, cinétique, temps fixe, taux, etc.
- ③. Longueur d'onde du filtre : 340/405/450/510/546/578/630nm, 2 autres positions de filtre ouvertes, autres sur demande.
- ④. Avec 20 positions d'incubation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- ⑤. Grande mémoire pour stocker 144 programmes de test et 5600 résultats de test.
- ⑥. Excellente fonction Q.C., le graphique Q.C. peut être stocké, affiché et imprimé.
- ⑦. Température de 37°C dans la cellule d'écoulement et l'incubation.
- ⑧. Le graphique en temps réel peut être affiché et imprimé.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Modèle : BIOBASE-Argent

Cuvette de lecture : Cuvette en quartz ; cuvette à travers la cellule et cuvette à lecture directe

Positions d'incubation : 20 positions d'incubation

Système photométrique : Source lumineuse : lampe halogène longue durée 6V, 10W
Filtres : 340/405/450/510/546/578/630nm, 2 positions de filtre
ouvertes supplémentaires

Précision de la longueur d'onde : $\pm 2\text{nm}$

Système de mesure :

Plage de mesure : 0~3.500O.D.

Linéarité photométrique : $\pm 2\%$ de 0 à 2.500 O.D.

Précision photométrique : $\pm 2\%$ de 0 à 2,500 O.D.

Dérive < 0.005 O.D.

Température de l'incubateur : R.T. 25°C, 30°C, 37°C

Contrôle : Précision : $\pm 0.1^\circ\text{C}$

Affichage : Écran tactile

Imprimante : Imprimante thermique intégrée

Interface : RS-232, USB

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Alimentation électrique : AC110/220V±10%, 60/50Hz

Dimensions externes (L*P*H) : 400*380*200mm

Dimensions à l'emballage (L*P*H) : 500*530*350mm

Poids brut : 12kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/17510-analyseur-semi-automatique-de-biochimie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com