

FICHE PRODUIT



Insufflateur Bag II enfant a UU avec masque 4

Référence : SOC-845131

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

L'insufflateur BAG est un ballon auto-remplisseur (ou insufflateur manuel) destiné aux patients nécessitant une assistance respiratoire totale ou intermittente. Il fournit une ventilation à pression positive et permet également une respiration spontanée, soit avec une voie respiratoire artificielle, soit avec un masque facial.

Contenu :

- Insufflateur Bag II Adulte (1)
- Masque adulte taille 4 (1)
- Tube à oxygène universel Star Lumen (1)
- Sac-réservoir d'oxygène (1)
- Mode d'emploi (1)

Caractéristiques techniques

- Débit maximum 85 BPM
- Volume courant fourni (réanimation d'une seule main) 830 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Concentration en oxygène (%)

Débit (lpm)	3	5	10
Fréquence (BPM)	12	12	12
Volume courant (ml)	500	500	500
%o2 avec réservoir	60.5%	86.8%	100%
%o2 sans réservoir	34%	47%	66%

- Maximum volume mesuré

Bag:1650 ml

Réservoir: 2900 ml

- Mise au rebut: mettre au rebut selon les protocoles locaux.

Spécifications techniques

- Limites de températures ambiantes de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Limites de températures ambiantes de stockage : -40°C à +60°C
- Résistance expiratoire : 1,8 cmH₂O @ 50 lpm
- Résistance inspiratoire : 1,5 cmH₂O @ 50 lpm
- Espace mort de la valve patient : 6,8 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-d-oxygenation-medicale/17513-insufflateur-bag-ii-adulte-a-uu-avec-masque-6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com