

FICHE PRODUIT



Compteur différentiel de cellules 02 touches

Référence : SOC-08BCC2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Compteur différentiel de cellules 2 touches - Solution simple et efficace pour le laboratoire

Le **compteur différentiel de cellules à 2 touches** est un outil essentiel pour les laboratoires d'hématologie et d'analyses biologiques. Il permet d'effectuer un **comptage manuel rapide et précis des cellules sanguines**, notamment lors des examens microscopiques.

Utilisation intuitive et rapide

Grâce à ses **2 touches ergonomiques**, ce compteur permet :

- Un comptage simple et fluide
- Une utilisation rapide sans formation complexe
- Une réduction des erreurs de saisie

Il est parfaitement adapté aux techniciens de laboratoire pour les analyses de routine.

Idéal pour les analyses d'hématologie

Ce compteur est utilisé pour :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Le **comptage différentiel des leucocytes**
- Les examens microscopiques
- Les analyses manuelles en complément d'automates

Il constitue une solution fiable lorsque le comptage automatisé n'est pas nécessaire ou pour vérification.

Conception compacte et robuste

- Design compact et léger
- Utilisation confortable en laboratoire
- Matériaux résistants pour une longue durée de vie

Un outil indispensable pour les laboratoires

Le compteur différentiel de cellules est un équipement incontournable pour :

- Laboratoires d'analyses médicales
- Hôpitaux
- Centres de recherche
- Enseignement (formation en biologie)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/17517-compteur-differentiel-de-cellules-02-touches.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com