

FICHE PRODUIT



Pousse-seringue à nutrition entéral

Référence : SOC-SN50C6

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce pousse-seringue est dédié à l'administration de nutrition entérale grâce à des seringues entérales.

Le pousse-seringue est pré-calibré avec les seringues C-GON (canal 2), A-VY (canal 3), VY-P (canal 4) et Nutrifit (canal 5). Des canaux supplémentaires peuvent être utilisés pour calibrer d'autres marques de seringues, en suivant la procédure détaillée dans le mode d'emploi (partie réservée aux ingénieurs biomédicaux).

Le pousse-seringue peut être utilisé avec les seringues de volume 10 ml, 20 ml, 30/35 ml et 50 ml.

Plage de volume administré: 0,1 à 9 999 ml.

Pression de détection d'occlusion :

Elevée (H) : 800 mmHg +/- 200 mmHg

Moyenne (C) : 500 mmHg +/- 100 mmHg

Faible (L) : 300 mmHg +/- 100 mmHg

Tension d'alimentation: AC 110 V-230 V

Tension de la batterie: DC 12 V-une batterie entièrement chargée permet d'utiliser l'appareil pendant plus de 7 heures à une vitesse de 5ml/heure.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La batterie doit être chargée pendant au moins 4 heures.

Poids : 2,3 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/17521-pousse-seringue-a-nutrition-enteral.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com