

FICHE PRODUIT



Panier de stérilisation inox , 300 x 150 x 150 mm

Référence : SOC-301515ST

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Panier de stérilisation inox , 300 x 150 x 150 mm

Panier en fil inox 304, finition polissage électrolytique

Terminaison en épingle pour éviter les déchirements des poches papiers

Maille de 30 x 30 mm

Panier empilable

Poignées de préhension

Modèle normalisé conforme à la norme NFS 90.322

C ode douanes : 94032080

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paniers-fil-d-acier-inox-anse/17529-panier-de-sterilisation-inox-300-x-150-x-150-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com