

FICHE PRODUIT



Supports pour paniers muraux , la paire

Référence : SOC-2525900

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Supports pour paniers muraux , la paire

Structure tube Inox 18/10 de section 25 x 25 mm embout à extrémité.

Équipés de crochets Inox soudés pour paniers et accessoires

Dimensions extérieures: 900 mm

Espace entre les crochets : 246 mm

Pour 4 paniersaccessoires

C ode douanes : 94032080

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/paniers-fil-d-acier-inox-anse/17530-supports-pour-paniers-muraux-la-paire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com