


FICHE PRODUIT



Porte-aiguille CRILE-WOOD 15 cm

Référence : SOC-420245

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Réalisé en acier inoxydable, cet instrument se nettoie en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-aiguilles-crile-wood/17533-porte-aiguille-crile-wood-15-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com