

FICHE PRODUIT

set d'amnioscope complet avec adaptateur au câble

Référence : SOC-29970

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

set d'amnioscope complet + adaptateur au câble

Jeu de 3 tubes de 200 mm de long avec obturateur , Ø 12, 16 et 20 mm .

Les Tubes sont gradués en cm, dotés d'une extrémité arrondie et supportant tous les procédés de stérilisation. Ils sont livrés dans une trousse avec adaptateur

ces amnioscopes sont utilisés dans le cadre de l'amnioscopie qui est un Examen visuel du liquide amniotique à travers le col utérin réalisée à la fin de la grossesse

GW: 1 kg

Nb: Pour réaliser un examen d'amnioscopie, en plus des amnioscopes avec adaptateur au câble, il faut

- Un Câble à Fibre optique + adaptateur à la source
- Une Source Lumineuse

Qui sont vendus séparément

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/17559-set-d-amnioscope-complet-avec-adaptateur-au-cable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com