

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie, Modèle CYANELite 290

Référence : SOC-632909

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Le CYANELite 290 est parfait pour les laboratoires souhaitant automatiser le diagnostic clinique, il fournit des résultats précis et fiables.

Rentable :

- Conçu pour un cycle de vie de plus de 100 000 tests
- Ne consomme que 4 ml d'eau distillée par test
- Pour les laboratoires effectuant de 29 à 290 tests de biochimie par jour

Convivial :

- Des rapports clairs et détaillés pour les échantillons et les patients
- Une contamination croisée insignifiante
- Accès direct et continu des utilisateurs aux réactifs et aux échantillons

Capacité :

- Vitesse maximale de 145 tests par heure.
- 19 positions de réactifs réfrigérés en 3 formats (35, 15 et 2 mL)
- 10 positions réfrigérées d'échantillons en 2 formats (tubes de 5 mL ou coupelles de 1 mL)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 96 cuvettes en 4 segments
- Volume de réaction de 330 µL

Opération :

- Jusqu'à 60 minutes de tests autonomes ininterrompus
- 29 méthodes de Cypress Diagnostics préprogrammées
- 3 canaux ouverts
- Temps de démarrage de 20 minutes
- Test d'urgence (STAT)
- Affichage du temps de test restant

Interface utilisateur :

- PC externe requis:
- Port USB type B - A pour la connexion avec l'analyseur
- Système d'exploitation: Windows® 10 (compatible 32 ou 64 bits)
- Framework: .NET framework 4.6
- Processeur: Intel i3 ou supérieur
- RAM: 4 Go
- Écran: résolution minimale de 1280 x 768 pixels

Bloc d'alimentation :

Interne:

- Sélection automatique 100 à 240 V AC, 50/60 Hz
- Mise à la terre requise
- Conseillé: régulateur de tension et module d'alimentation sans coupure (ASC)

Fusibles:

- 2,5 A à 230 V AC
- 3,15 A à 115 V AC

Poids et dimensions :

- 20 kg
- 60,0 x 38,0 x 40,0 cm (L x l x H)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/17560-automate-de-biochimie-modele-cyanelite-290.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com