

FICHE PRODUIT

Blouse blanche 100% coton mixte à manches longues

Référence : SOC-101VJA101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Blouse blanche pour la protection des vêtements dans de nombreux secteurs professionnels : blouse médicale pour le secteur médical et paramédical (médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes, ambulanciers, vétérinaires...), blouse de laboratoire, blouse industrielle, blouse d'atelier ou du bâtiment (peinture, agriculture, menuiserie...), etc.

Blouse de qualité 100% coton pré-rétréci pour une durabilité optimale, dotée de 2 poches basses, 1 poche poitrine et 1 poche intérieure.

Fermeture rapide par boutons à pression.

Elle assure le confort et l'aisance des mouvements lors de toutes les activités professionnelles.

Blouse à manches longues pour protéger les bras des éclaboussures, du froid, etc.

Col à revers élégant.

Disponible en 5 tailles (S, M, L, XL et XXL) pour s'adapter à toutes les corpulences.

Tissu : densité 265 g/m²

Conditionnement unitaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/blouses-blanches-en-non-tisse/17561-blouse-blanche-100-coton-mixte-a-manches-longues.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com