

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètre Q7 avec mesure de Gaz anesthésiques en option

Référence : SOC-100724

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Moniteur patient Q7 avec mesure de gaz d'anesthésie en option

Configuration standard Q7

Écran tactile TFT LCD 15", résolution 768*1024
Intègre le module Frame avec 3 emplacements
ECG 3/5 dérivations, FC, RESP, PNI, SpO2, PR, 2-TEMP
Batterie au lithium LB-08 (11,1 V/4000 mAh)

Accessoires standards

- Câble ECG à connecteur instantané à 5 dérivations
- Électrodes adhésives jetables pour adultes (connecteur à pression, 10 pièces/paquet)
- Capteur numérique réutilisable BLT SpO2 adulte (9 broches) (crypté)
- Câble d'extension SpO2 (série A 12 broches à 9 broches)
- Tuyau PVC NIBP, 3 m, avec connecteur série A
- Brassard adulte avec connecteur M5124 (25 cm-35 cm)
- Batterie au lithium LB-08 (11,1 V/4000 mAh)
- Cordon d'alimentation (Europe)
- Manuel d'utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires optionnels

- IBP
- EEG
- ETCO2 Sidestream et mainstream
- Sortie VGA
- Module Wifi pour surveillance centrale sans fil
- Enregistreur thermique (incluant 1 rouleau de papier 50 mm) (Q7)
- Papier d'impression 50mm
- Support mural (Lite) WM001E-BLT-A
- Chariot(Lite) RS002-A
- Câble d'extension EMS/MPS (sans pince de barrière de lit)
- Câble de terre
- ECG 12 dérivations
- Mesure de gaz d'anesthésie (module AG)
- brassards NIBP

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/17568-moniteur-multiparametre-q7.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com