


FICHE PRODUIT

Autoclave de paillasse Class S, 32L Modèle NC-32S

Référence : SOC-501342

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'autoclave NC-32S est conforme aux exigences de la norme EN 13060 pour la stérilisation de classe S avec des avantages techniques supplémentaires.

CARACTERISTIQUES :

- * **Type de charges de stérilisation** : Produits solides non emballés, produits poreux, petits articles poreux, produits à charge creuse de type B*, produits emballés simples, produits emballés multicouches.
- * **Programmes de stérilisation** : 5 programmes prédéfinis (rapide, universel, prion, sensible, enveloppé).
- * **Programmes de test** : Bowie & Dick et test de vide.
- * **Système de pré-vide fractionné.**
- * **Stockage massif de données grâce à la mémoire interne qui stocke les enregistrements des 500 derniers cycles en détail et 29.500 cycles en résumé.**
- * **Imprimante de type panneau en option pour conserver les enregistrements du cycle de stérilisation.**
- * **Système de contrôle par microprocesseur N-Smart™.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * **Port USB pour enregistrer les cycles de la mémoire sur une clé USB.**
- * **Filtre HEPA sur la conduite d'admission d'air.**
- * **Connexion Wi-Fi pour l'application N-Mobile™ pour la traçabilité et les notifications instantanées.**

DONNEES TECHNIQUES :

Volume de la chambre en litres	30
Température de stérilisation	121°C et 134°C
Niveau de vide minimum	300 mbar
Système de contrôle	N-Smart™ Système de contrôle
Affichage	4,3" Écran LCD coloré
Matériel int.	Acier inoxydable 304
Capacité pour les cassettes de stérilisation	3
Nombre d'étagères (Standard / Max)	3/8
Dimensions de la chambre (Diam.xP) mm	Ø 320x400
Puissance	3000 W
Source de courant	230 V - 50 Hz
Dimensions ext. (LxPxH) mm	634x715x575
Dimensions de l'emballage (LxPxH) mm	740x680x750
Poids net / emballé (kg)	74 / 91

Conformité et garantie


Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/autoclaves-de-classe-s-ou-n/17569-autoclave-de-paillasse-class-s-32l-modele-nc-32s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com