

FICHE PRODUIT



Tunique ou Casaque Médicale à Col V Unisexe , taille XXL

Référence : SOC-045403-XXL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tunique ou Casaque Médicale à Col V Unisexe taille XXL

cette blouse médicale est Mixte donc convient à homme et femme

Caractéristiques

Tissu : 65% Polyester / 35% Coton - 195gr/m²

Coupe: Droite

Manches: Manches Courtes

Longueur: 73cm environ

Poches: 3 Poches et plus

Conseil d'entretien: lavage à 40°C max

Coloris au choix: gris, vert, khaki, rouge, taupe, blanc, bleu, bordeaux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/blouses-blanches-en-non-tisse/17574-tunique-ou-casaque-medicale-a-col-v-unisexe-taille-s-4.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com