

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de laboratoire, Modèle LABO 288

Référence : SOC-147264288

Description du produit

- Tab 1

Le réfrigérateur de laboratoire LABO 288 KIRSCH, est équipé du système de contrôle PRO-ACTIVE, qui assure un refroidissement fiable et sûr des échantillons de laboratoire. Les données relatives aux performances font l'objet d'un suivi continu et proactif. En outre, une circulation frigorifique efficace assure une température uniforme avec de faibles variations de température dans le compartiment intérieur entre les différents emplacements de stockage. En cas de panne de courant ou de dysfonctionnement, une alarme sonore et visuelle attire l'attention sur les défauts. En cas de panne de courant, l'unité de surveillance continue de fonctionner pendant 30 heures grâce à une batterie. Si nécessaire, il est possible de programmer une transmission d'alarme, par exemple vers un téléphone portable. Grâce à la mémoire des températures minimales et maximales, la documentation fastidieuse de ces données n'est plus nécessaire. Les données peuvent être rapidement lues et archivées.

Spécifications techniques

- Capacité de refroidissement : 280 litres
- Réglage de la température : de 0 à +15°C environ *.
- Tension : 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 88 Watt
- Consommation normale : 0,68 kWh/24 h

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Température ambiante autorisée : +10 °C à +38 °C
- Puissance thermique (maximum) : 165 Watt
- Dimensions extérieures (distance au mur et poignée de porte inclus): 67 x 72 x 132 cm (L x P x H)
- Dimensions internes : 53 x 50 x 100 cm (L x P x H)
- Dimensions extérieures à la porte ouverte à 90° : 67 x 130 cm (L x P)
- Taille de la grille : 52 x 39 cm (L x P) *
- Charge maximale par grille : 40 kg
- Poids : 71 kg (net), 83 kg (brut)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-vaccin-0-15/17575-refrigerateur-de-laboratoire-modele-labo-288.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com