

**FICHE PRODUIT**



## Tubulure d'irrigation pour sonde urinaire 2 voies bte/30

Référence : SOC-091022

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Tubulure d'irrigation pour sonde urinaire 2 voies

Tubulure stérile – Avec perforateur, chambre, régulateur de débit à roulette.

Mesure: 210 mm

Extrémité distale de la tubulure avec raccord en silicone lubrifié

**Boite de 30**

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/17577-tubulure-d-irrigation-pour-sonde-urinaire-1-voie-1.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)