

FICHE PRODUIT

Conteneur de transport de vaccins RCW25

Référence : SOC-991154201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tab 1

Description :

- Point de consigne réglé à -80°C en utilisant de la glace sèche.
- Résistance élevée aux chocs.
- Prolongation de la période de réfrigération pour les transports à température contrôlée.
- Isolation écologique pour une protection optimale contre les écarts de température.
- Enregistreur de données de température en option pour une traçabilité complète.
- Fermoirs scellés avec serrures pour éviter toute perte de contenu et contrôle d'accès.
- Robustesse prouvée par des tests de chute et d'empilage.
- Garantie à vie contre la corrosion.
- Polyéthylène indestructible de haute qualité.

Caractéristiques techniques**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Volume brut : 44 Litres
- Capacité nette de stockage des vaccins: 20 L
- Température de consigne: -20°C | -30°C | +5°C
- Classe climatique (domaine de température): Zone chaude (+43°C)
- Certifications: OMS PQS E004/005
- Dimensions extérieures (HxLxP): 499 x 710 x 550 mm
- Dimensions intérieures (HxLxP): 264 x 496 x 334 mm
- Poids net: 15.9 kg
- Poids pendant le transport: 23 kg
- Matériaux: Polyéthylène
- Surveillance à distance: Pas à distance | via l'enregistreur de données
- Période de réfrigération à +43°C: 134h36 min jusqu'à 10°C
- Code OMS PQS: E004/005

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/17580-conteneur-de-transport-de-vaccins-rcw25.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com