

FICHE PRODUIT

Conteneur de transport de vaccins RCW1

Référence : SOC- 991592811

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tab 1

Description :

Conteneur passif pour le transport en toute sécurité des vaccins et des médicaments, avec bandoulière, 1,73 litre brut. Heures de transport à 43°C: jusqu'à 32 heures pour une temp. comprise entre 2° et 10°C. Certificat PQS: E004/048. Conforme ADR / RID / IMDg / ICAO-TI / IATA-DgR.

Transport sûr des vaccins ou des médicaments des centres de stockage aux sites de vaccination

Le nouveau RCW 1 est le premier porte-vaccins long-courrier conforme aux spécifications de protection antigél de l'OMS en vigueur et parfaitement adapté au transport de vaccins et de flacons pré-congelés. Il est facile à manipuler et peut être transporté confortablement grâce à la bandoulière ou au système de sac à dos en option. Un thermomètre électronique standard avec affichage numérique intégré vous informera toujours de la température du vaccin. Le compartiment de stockage du vaccin et ses supports sont nouvellement conçus (ils peuvent garder les flacons de vaccin ouverts), protègent les matériaux thermosensibles du gel et garantissent des conditions de température optimales.

Ils sont conformes à l'Accord européen sur le transport international des marchandises

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

dangereuses par route (ADR), rail (RID), mer (IMDG) et à l'accord de transport aérien international (ICAO-TI / IATA-DGR).

Isolation maximale pour vos échantillons

La mousse de polyuréthane injectée dans les doubles parois de ces systèmes de transport est exempte de CFC et de HCFC et garantit une excellente isolation et une protection de la qualité des marchandises transportées, notamment avec des temps de transport plus longs.

Grâce à l'auto-isolation de l'enveloppe externe de l'environnement, les systèmes de transport B Medical Systems maintiennent une température stable même à des températures ambiantes plus élevées.

Conçu pour un usage intensif

Fabriqués en polyéthylène (un synthétique littéralement indestructible), avec la technique du rotomoulage, ces conteneurs se caractérisent par un boîtier extraordinairement robuste qui est presque imperméable aux forces extérieures, comme le démontrent les tests de chute

Le matériau anti-corrosion offre une manipulation plus facile et plus sûre tout en restant incroyablement léger.

Tous les modèles peuvent être soigneusement nettoyés et désinfectés avec des désinfectants conventionnels. Il n'y a pas de coins ou de zones inaccessibles dans les systèmes de transport

Les charnières peuvent être scellées ou équipées de serrures et sont donc protégées contre tout accès non autorisé pendant le transport.

Caractéristiques spécifiques du modèle RCW 1

- Résistance dans le temps à +43°C: 32h06 min (jusqu'à +10°C).
- Capacité de stockage des vaccins (lt): 1,04 lt.
- Capacité interne brute / nette Lt : 1.18 / 5.4.
- Dimensions extérieures mm LxPxH : 340 x 285 x 440.
- Dimensions internes mm LxPxH : 145 x 102 (Ø).
- Enregistreur de données (enregistreur de température) : En option.
- Technologie de refroidissement : Passif
- Épaisseur d'isolation mm : 51 - 116
- Classe climatique : Hot zone (+43°C)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids kg : 4.7
- Divers : PQS code: E004 / 048

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/17581-conteneur-de-transport-de-vaccins-rcw1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com