

FICHE PRODUIT



Pompe à dépression en aluminium

Référence : SOC-SOC-1161P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tab 1

Cette pompe à dépression manuelle est utilisée pour gonfler rapidement les matelas immobilisateurs et attelles à dépression lors des interventions d'urgence

Robuste, cette pompe à dépression dispose d'un étrier simplifiant son utilisation et qui permet par la même occasion le passage d'une chaussure large

Légère, cette pompe à dépression en aluminium se transporte facilement

Quotidiennement utilisée par les sauveteurs et secouristes

La pompe à dépression peut être utilisée d'une seule main

Pratique et compacte

Caractéristiques techniques:

- Type de matériel d'immobilisation par dépression: Pompe à dépression
- Composition détaillée: Aluminium, PVC, acier
- Étrier antidérapant pour stabiliser la pompe pendant son utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions :

Longueur (cm): 50

Largeur (cm): 14

Profondeur (cm): 8

Poids (Kg): 1,2

Livré avec: Flexible et 2 embouts

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-et-accessoires-de-kinesitherapie/17582-pompe-a-depression-en-aluminium.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com