

FICHE PRODUIT



Table de chevet une porte+tiroir sans clé 40x48x80cm

Référence : SOC-C130121

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Table de chevet une porte+tiroir 40x48x80cm

- Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération.
- Plateau supérieur en plastique.
- Un tiroir sans clé;
- Une porte avec 2 étagères métalliques.
- Porte-serviette.
- Quatre roues ø50mm dont deux avec frein indépendant.
- Structure démontable de couleur blanche.
- L(40)xI(48)xH(80)cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-de-chevet/17584-table-de-chevet-une-porte-tiroir-40x48x80cm-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com