

FICHE PRODUIT



Canule MG Krishaber courte en acrylique, non parlante N° 7

Référence : SOC-MGLAR119

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Canule MG Krishaber courte en acrylique, non parlante N° 7

Non parlante

Longueur 78 mm

Diamètre externe 12, 8 mm

livré en 3 pièces : une canule externe, une chemise interne, un mandrin d'introduction

matière: acrylique

Sérialisation :

Canules acryliques : oxyde d'éthylène, peroxyde d'hydrogène.

Décontamination : acide péracétique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/17586-canule-mg-krishaber-courte-en-argent-non-parlante-n-8.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com