

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur de laboratoire (2°C-8°C) 968L modèle BPR-5V968 (110V,60HZ)

Référence : SOC-BPR-5V968

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description du Réfrigérateur de laboratoire (2-8°C) 968L modèle BPR-5V968 (110V, 60Hz)

Paramètres techniques

Taille ext. (L*P*H)mm : 1220*860*1885

Contenance : 968L

Gamme Temp.: 2~8°C

Temp. Précision : 0.1°C

Système de contrôle : Contrôle par microprocesseur, affichage LED grand écran

Alarme : Alarme sonore et visuelle pour : haute et basse température, alarme de panne de courant, porte entrouverte, panne de thermostat

Type de réfrigération : Refroidissement de l'air

Réfrigérant : R134a, sans CFC , 175g

Condenseur et évaporateur : Tube en cuivre et ailette en aluminium, tube Bundy

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Dégivrage : Dégivrage automatique

Construction Structure : Conception monocoque et mousse mono-assemblage

(Matériau isolant en polyuréthane cyclopentane)

- Matériau Interne : Plaque d'acier pulvérisée
- Matériau Externe : Plaque d'acier pulvérisée

Étagères : 10 pcs

Portes : Porte vitrée à chauffage électrique, sans condensation

Consommation : 537W/704VA

Source de courant : 220V,50/60Hz et 110V,60Hz

Accessoire standard : Lampe LED, port USB, port de test de température

Accessoire en option : Enregistreur de température, imprimante, étagère, port RS485

Taille du colis emballé (L*P*H) mm : 1340*980*2100

Poids brut : 256kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-pharmacie-2-8/17588-refrigerateur-de-laboratoire-2-8-628l-modele-bpr-5v628-110v-60hz-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com