

FICHE PRODUIT

Doppler foetal de poche, Modèle SONOTRAX basic

Référence : SOC-SB0001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du Doppler foetal de poche, Modèle SONOTRAX basic :

- Design Ergonomique, compact et Léger ((H) 138 mm x (L) 85 mm x (E) 31 mm)
- Facile à utiliser.
- Ecran LCD (45 mm x 24 mm) pour affichage du RCF (rythme cardiaque foetal).
- La pile de 09 V permet de faire environ 250 examens.
- Température de fonctionnement : 5 à 40 ° C.
- Détection précise du RCF (rythme cardiaque foetal) et son parfaitement audible.
- Sondes hautes sensibilités interchangeables, et waterproof.
- Accepte les sondes de 2 Mhz, 3 Mhz, 4 Mhz, 8 Mhz. Haut parleur intégré pour écouter le signal sonore. Arrêt automatique, Indication du niveau de la pile.

En option :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- pile Ni-H rechargeable et chargeur de piles.
- Sondes interchangeables, Affichage du RCF (rythme cardiaque foetal), pas d'Afficheur retroéclairés, pas d' Enregistreur audio intégré, Sonde water resistant.
- Affichage de la détection automatique de la sonde, pas d' Affichage de l'état de la batterie, Indication de batterie faible.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/1759-doppler-foetal-de-poche-modele-sonotrax-basic.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com