

FICHE PRODUIT



Guéridon en acier émaillé époxy

Référence : SOC-OH042

Description du produit

- Description

Ce chariot médical est un mobilier doté de deux étagères faites en résine compacte. Il s'agit d'une matière résistante à l'usure et aussi à la chaleur. Il est facile à nettoyer, car il suffit de passer un coup d'éponge avec de l'eau savonneuse. Ces étagères sont dotées de rebord de 30 mm pour éviter de faire tomber les fournitures médicales. Ce guéridon médical est muni d'une poignée latérale, indispensable pour simplifier son déplacement. Il est équipé de 4 roulettes, dont le diamètre est de 75 mm. Chacune d'elles est associée à un parechoc jouant le rôle de frein. Enfin, ce guéridon à roulettes mesure 63 x 41 x 90 cm et il est fait en acier émaillé, époxy.

Caractéristiques Techniques

- 2 étagères avec rebord de 30 mm, fabriquées en résine compacte
- Poignée latérale double pour faciliter le mouvement
- Roulettes de ø 75 mm avec pare-chocs dont 2 avec frein
- Fabrication en acier émaillé, époxy
- Dimensions : 63 x 41 x 90 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/17590-gueridon-en-acier-emaille-epoxy.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com