

FICHE PRODUIT



Sacs à déchets pour destruction en autoclave, 14 L

Référence : SOC-SA400

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Sacs à déchets pour destruction en autoclave, 14 litres:

- Résistance standard 121°C / 30 minutes.
- Avec attaches prédécoupées.
- Sacs autoclave en polypropylène pour la destruction des milieux de culture, boîtes de pétri.
- Dimensions (Larg. x Haut.): 600 x 400 (mm).
- Épaisseur: 50µ.
- Conditionnement minimum de vente: paquet de 100 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-a-dechets-pour-destruction/176-sacs-a-dechets-pour-destruction-en-autoclave-14l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com