

FICHE PRODUIT

Cuve à ultrason, Modèle SONICA 5200EP

Référence : SOC-5200EP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuve à ultrasons de grande capacité.

Elle est idéale en Laboratoire, dans les Hôpitaux pour le lavage de grandes quantités d'instruments, dans l'industrie électronique, mécanique, dans le domaine du traitement des surfaces.

- Nouveau générateur Sweep System.
- Nouveau panneau de commandes avec DISPLAY DIGITAL.
- Temps de lavage: 0 à 99 MINUTES.
- Possibilité de déterminer le temps de gazage des liquides TOUCHE "DEGAS".
- Réglage de la température de lavage jusqu'à 70°C.
- Mémorisation de 9 programmes différents de lavage.
- Fonction pour un démarrage simple et rapide du cycle de lavage.
- Capacité: 21 litres.
- Dimensions Cuve: 500 x 300 x 150 mm.
- Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 500 W.
- Puissance absorbée avec chauffage: 1 600 W.
- Puissance Haute Fréquence: 2 000 W p-p.
- Fréquence ultrasons: 40 Khz $\pm$ 5%.
- Vidange et robinet de série.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/1760-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-5200ep.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com