

FICHE PRODUIT



Mini Centrifugeuse Minispin Plus

Référence : SOC- 5453000015

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse basse vitesse

Description du produit

- Tab 1

Les centrifugeuses MiniSpin Plus à la fois puissantes et conviviales pour l'utilisateur, sont suffisamment petites pour que chaque station de travail puisse être équipée d'une centrifugeuse « personnelle ». MiniSpin plus offre une vitesse suffisante pour les séparations de biologie moléculaire.

Les tâches quotidiennes de centrifugation deviennent plus faciles avec les mini-centrifugeuses Centrifuge MiniSpin® plus. Les deux modèles sont dotés d'une fermeture de couvercle facile du bout du doigt pour un verrouillage ergonomique du couvercle et d'une ouverture automatique du couvercle en fin de cycle pour éviter le réchauffement des échantillons et permettre un accès facile à ces derniers. Le modèle MiniSpin plus assure une vitesse suffisamment élevée pour les applications de biologie moléculaire (jusqu'à 14 100 x g).

Données techniques de la Mini Centrifugeuse

RCF max. : 14100 × g

RCF max. avec rotor angulaire : 14100 × g

Vitesse : 800 – 14 500 tr/min (100 tr/min étapes)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type de produit : Centrifugeuses

Rotors disponibles : 2

Capacité max. : 12 × 1,5/2,0 mL

Temps d'accélération¹⁾ : 13 s

Temps de freinage¹⁾ : 12 s

Minuterie : De 15 s à 99 min, en fonctionnement continu

Niveau sonore : <52 dB(A)

Alimentation : 230 V, 50 – 60 Hz

Consommation électrique max. : 85 W

Dimensions (l × P × H) : 22,5 × 23,0 × 13,0 cm / 8,86 × 9,06 × 5,12 in

Poids du produit : 4,1 kg / 9 lb

Hauteur (avec couvercle ouvert) : 25 cm / 9,8 in

Refroidissement : non réfrigérée

Caractéristiques techniques de la Mini Centrifugeuse

- Capacité du rotor : 12 × 1,5/2,0 mL récipients , 2 barrettes PCR × 8 tubes
- Vitesse max. : 14 100 × g (14 500 tr/min)
- Encombrement extrêmement compact
- Temps de départ et de freinage < 13 s
- Écran numérique convivial pour l'utilisateur du temps et de la vitesse
- Cuve du rotor métallique
- Touche short spin séparée pour une centrifugation rapide et confortable
- La ventilation efficace réduit le chauffage et protège les échantillons thermosensibles
- Fermeture du couvercle en douceur permettant un verrouillage ergonomique
- Ouverture automatique du couvercle en fin de fonctionnement empêchant le réchauffement des échantillons et permettant d'y accéder facilement
- Conversion tr/min / xg automatique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-Durée jusqu'à 99 min ou centrifugation continue.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/17602-mini-centrifugeuse-minispin-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse basse vitesse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com