

FICHE PRODUIT

Agitateur vortex à vitesse réglable, VTX500

Référence : SOC- V50020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mise en service automatique par légère pression du tube sur le support

Fonctionnement en permanence par commutateur "manuel / continu"

Stabilité parfaite : poids 3,5 kg, 4 pieds en caoutchouc

Puissance : 60 W

Livré complet avec une tête ronde standard pour tubes et récipients jusqu'à Ø 30 mm

Vitesse réglable : 0 à 2500 tr/min

Orbite : Ø 4 mm

Protection : IP21

Dimensions : 127 x 130 x h160 mm

Alimentation : 230 V - 50 Hz / 60 W

Poids : 3.5 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-vortex/17603-agitateur-vortex-a-vitesse-reglable-vtx500.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com