

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse à carte gel BKC-TL4G

Référence : SOC-BKCTL4G

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

CARACTERISTIQUES:

- * L'ensemble de la machine adopte une structure en acier et une chambre centrifuge en acier inoxydable.
- * Contrôle par microprocesseur intégré, entraînement par moteur sans balais à courant continu, fonctionnement sans entretien et en douceur.
- * Conception de programmation à bouton-poussoir, affichage numérique du tube, affichage en temps réel de tous les paramètres de fonctionnement, fonctionnement intuitif et simple.
- * Fonction de surveillance d'alarme, surveillance en temps réel de l'état du verrou et du moteur, fonctionnement sûr et fiable.
- * La vitesse centrifuge, le temps centrifuge et d'autres paramètres peuvent être réglés, et l'affichage en temps réel de la force centrifuge.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

SPECIFICITES TECHNIQUES:

Modèle: BKC-TL4G

Max. Capacité : 24cartes

Max. La rapidité: 4000tr/min

Max. FCR : 1825×g

Plage de temps: 1s~99min

Précision de vitesse: ± 10 tr/min

Bruit: ≤ 55 dB

Consommation : 150W

Source de courant: AC220V, 50/60Hz (norme); 110V 60Hz(Optional)

Taille externe(L*I*H) mm: 360*445*275

Poids net / kg): 22

Taille du paquet(L*I*H) mm: 476*566*436

Poids brut (kg): 28

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/17604-centrifugeuse-a-carte-gel-bkc-tl4g.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com