

FICHE PRODUIT

Aspirateur à bouche 20mm - flexible de 5mm

Référence : SOC-2051550

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Un aspirateur à bouche pour capturer les insectes insaisissables

L'aspirateur à bouche, un aspirateur à insectes conçu pour capturer facilement les petits spécimens insaisissables. Un aspirateur à insectes pour la capture de spécimens insaisissables. L'aspirateur à bouche peut s'avérer très utile pour la capture d'insectes. Cet aspirateur d'insecte est en effet particulièrement redoutable pour capturer de tous petits insectes se déplaçant rapidement. Ce type de spécimens est très difficile à attraper à la main ou à l'aide d'une pince.

Un aspirateur à bouche disponible en plusieurs dimensions

Cet aspirateur d'insectes est composé de deux parties :

- Un corps en plexiglas.
- Un flexible en plastique souple de 60 cm de longueur.

Corps de 20 mm de diamètre (longueur 9.5 cm), flexible de 5 mm de diamètre.

L'aspirateur à bouche est entièrement démontable et lavable.

Un aspirateur à insectes pour capturer des insectes sans les mutiler

Cet aspirateur est conçu pour capturer les petits insectes vivants, sans les mutiler. Le spécimen rejoindra le flacon sans danger.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

L'aspirateur à bouche, pratique pour la capture et le tri des drosophiles

L'aspirateur à bouche est également très pratique pour capturer et trier des drosophiles à sélectionner pour vos croisements. Surnommés « mouches du vinaigre », les drosophiles comptent environ 400 espèces réparties sur l'ensemble du globe.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/drainage/17606-aspirateur-a-bouche-20mm-flexible-de-5mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com