

FICHE PRODUIT

Lampe à fente portable Kowa SL-17

Référence : SOC-SL172024

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

EN RUPTURE, REMPLACE PAR LE SL-19

- Description

La lampe à fente portable Kowa SL-17 offre une visualisation stéréoscopique optimale avec des grossissements et des largeurs de fente sélectionnables dans une unité compacte et légère. La poignée ergonomique antidérapante offre un confort maximal à l'opérateur lors d'examens prolongés.

Caractéristiques et spécifications techniques :

- Ergonomique et léger – seulement 790 g (piles incluses)
- Éclairage LED variable en continu de 10 20 à XNUMX XNUMX lux
- Choix de grossissements 10x et 16x
- Largeurs de fente : 0.1 mm, 0.2 mm, 0.8 mm et Ø 12 mm
- Éclairage ponctuel : Ø 1 mm, Ø 5 mm, Ø 12 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Longueur de fente de 1 mm pour observer l'évasement de la chambre antérieure

Filtre bleu cobalt intégré

- 4 piles AAA standard pour une autonomie allant jusqu'à 280 minutes
- Angle intérieur : 13°
- Distance de travail : env. 80 mm (au grossissement 16x), env. 100 mm (au grossissement 10x)
- Champ de vision : Ø 10 mm (au grossissement 16x), Ø 15 mm (au grossissement 10x)
- Distance de visualisation : 50 à 72 mm
- Réglage dioptrique de l'oculaire : -8 à 5D
- Angle de projection de la fente : horizontal : $\pm 60^\circ$
- Dimensions (en cm) : L 22 x P 9.5 x H 22.5

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-d-ophtalmologie/17607-lampe-a-fente-portable-kowa-sl-17.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com