

FICHE PRODUIT



Lampe à fente portable LED, Kowa SL-19

Référence : SOC-SL192024

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La lampe à fente SL-19 bénéficie d'un nouveau design plus arrondi par rapport aux anciennes versions, permettant une meilleure prise en main avec un accès facilité à la gâchette.

La lampe à fente portable la plus légère :

L'intégration de résine de fibre de verre a permis de réduire le poids. La légèreté de l'ensemble minimise la fatigue de l'utilisateur.

Il est désormais possible d'utiliser l'éclairage d'ambiance simultanément avec la lampe à fente.

Le bouton d'activation de la lumière bleue est facilement accessible.

La taille de la fente est ajustable en continu (1.5 - 12 mm).

Autonomie accrue :

Conçue pour économiser l'énergie au maximum, la SL-19 peut fonctionner pendant 360 minutes en continu (avec 3 piles AA Ni MH - 1900 mAh).

Caractéristiques techniques

Microscope

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Angle : 13°

Grossissement : 10 x et 16 x

Distance de travail : 80 mm en grossissement 16 x 100 mm en grossissement 10 x

Champ de vision : 10 mm en grossissement 16 x 15 mm en grossissement : 10 x

Ajustement écart pupillaire : 50 à 72 mm

Ajustement dioptrique : -8D à +5D

Illumination

Largeur de fente / Forme : 0.1, 0.2, 0.8 mm / Spot (circulaire)

Hauteur de fente : 1 / 5 / 12 mm fixe

1.5 à 12 mm en continu

Taille du spot : Diamètre 1 mm / 5 mm / 12 mm et ellipse

Ajustement de l'intensité : 200 à 20 000 lux : en continu

Angle de projection : Horizontal, $\pm 60^\circ$

Illumination bleue : LED Bleu : 3 niveaux

Source lumineuse : LED blanche

Éclairage d'ambiance : LED blanche : 3 niveaux

Alimentation : DC 3.0 – 4.8 V

Consommation : jusqu'à 3.6 VA

Dimensions : 107(L) x 187(P) x 238(H) mm

Poids : 620 g (Pas de batterie)

en option

Appui frontal pour SL-19 KOWA

caisse de transport pour SL-19 KOWA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/17608-lampe-a-fente-portable-led-kowa-sl-19.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com