

FICHE PRODUIT



Lampe à fente vétérinaire, Led PSL Dioptrix

Référence : SOC-11852

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Caractéristiques Techniques

- Longueur de fente : 12 mm
- Filtres : Bleu Colbat, Vert, Diffuseur
- Grossissement : 10x & 16 x
- Distance de travail : 80 mm
- Eclairage max : 50 000 Lux
- LED blanche
- 2 piles rechargeables AA 1,2V NiMh

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/17609-lampe-a-fente-veterinaire-led-psl-dioptrix.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com