

FICHE PRODUIT



Broches de Kirschner 2 pointes trocar, 2 mm Long 300 mm

Référence : SOC-K2300

Description du produit

- Description

Broches de Kirschner
2 pointes trocar
Diamètre 2 mm
Longueur 300 mm
Vendu par lot de 5

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/17611-broches-de-kirschner-2-pointes-trocart-o-0-5-a-2-mm-long-150-mm-1.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com