

FICHE PRODUIT



Onduleur Green Cell - UPS USV 2000VA

Référence : SOC-GC2000VA

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

L'onduleur Green Cell fournit une protection complète pour tout équipement connecté pendant les pannes de courant et les surtensions. Grâce à l'UPS nous aurons le temps de sauvegarder les effets de notre travail.

Détecteur de courant de secours UPS Onduleur haut de gamme de Green Cell. Batteries pour une alimentation maximale et une grande durabilité et sécurité. Logiciel moderne pour une manipulation rapide, simple et intuitive de l'appareil. Puissance : 2000 VA (1200 W), Topologie : Line-Interactive AVR, batterie : 2 x 12 V/9 Ah.

Général

Type de périphérique : Onduleur - externe

Batterie

Capacité : 9 Ah

Tension fournie: 12 V

Quantité : 2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Périphérique d'alimentation

Détails sur les connecteurs de sortie : Connecteurs de sortie : USB, RJ45

Capacité d'alimentation : 1200 Watt / 2000 VA

Tension d'entrée : CA 220/230/240 V

Tension de sortie : CA 230 V 50/60 Hz

Fréquence requise : 50/60 Hz

Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) : Line interactive

Forme d'onde de sortie : sinusoïde modifiée

Fréquence fournie : 50/60 Hz

Connecteurs d'entrée : 1

Extension/connectivité

Interfaces : 1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B

Réseaux

Interface de gestion à distance : USB

Divers

Fonctions : Ecran LCD, Régulateur de tension automatique (AVR)

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement : Température minimale de fonctionnement : 0°C

Température maximale de fonctionnement : Température maximale de fonctionnement : 40°C

Garantie du fabricant

Service et maintenance: Garantie limitée - 2 ans

Garantie limitée - piles - 1 an

Dimensions et poids

Largeur: 15.8 cm

Poids : 11.5 kg

Hauteur : 19.8 cm

Profondeur : 38 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17614-onduleur-green-cell-ups-usv-2000va.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com