

FICHE PRODUIT



Respirateur de Réanimation Néonatal, NV8

Référence : SOC-CONV8

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Descriptif:

Spécifications techniques:

- Application à l'assistance respiratoire pour prématuré, nouveau-né et enfant de moins de 30 kg
- Contrôle entièrement électronique du mélange air-oxygène, un réglage de clé, assure une ventilation à l'oxygène de 120 secondes maximum. Précision de la pression $\pm 2\%$ Précision du volume $\pm 5\%$
- Prend en charge la ventilation à faible volume, volume minimal: 0,5 L / Min.
- Utilisez l'humidificateur Fisher & Paykel pour améliorer l'effet de réchauffement et d'humidification pendant la ventilation mécanique
- Double CPU: double protection
- Capteur de débit électronique: capteur de débit fourni par Honeywell
- Vanne proportionnelle: Vanne Norgren, aux performances stables.
- Capteur d'oxygène: capteur de ville, longue durée de vie, haute précision, réponse rapide.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La batterie au lithium intégrée, avec une autonomie de plus de 4 heures, garantit un fonctionnement normal en cas de panne de courant et de transport.
- Conception de type alarme à 360 °, frappante et élégante, permettant au personnel médical de constater rapidement l'état de l'alarme.
- LCD 8,4 "rétroéclairé par LED, écran tactile;
- Compresseur d'air ultra-silencieux en option, bruit
- Dimensions et poids: hôte: 822 (L) x404 (L) x302 (H); NW-7.2 GW-17

Chariot: 980 (L) x 520 (L) x200 (H); NW-16 GW-22

Compresseur d'air: 727 (L) x 528 (W) x402 (H); NW-29

Livré avec:

Pince souple pour engrenages à vis: 2pcs

Tuyau Air Gaz / IEC: 1 pc

Tuyau à gaz Oxygen / IEC: 1 pc

Clé Allen: 1 pc

NV8 Manuel de l'utilisateur: 1 pc

Kit d'accessoires de base / IEC

Kit d'accessoires de base / AHA

Compresseur d'air VS-20 / IEC

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/17615-respirateur-de-reanimation-neonatal-nv8.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com