

FICHE PRODUIT

Sac d'urgence Light Emergency's Rouge

Référence : SOC- 1197190

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le sac d'urgence Light Emergency's a été conçu pour transporter des consommables et accessoires nécessaires aux services d'urgence afin de prodiguer les premiers soins.

Il est idéal pour emporter le matériel de secours de manière sûre et organisée grâce à ses nombreuses poches et à ses séparateurs internes réglables.

Il est disponible en plusieurs couleurs et peut parfaitement convenir aux infirmiers et infirmières, ambulancier, médecins urgentistes, etc.

Spécificités :

- Trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées
- Fermetures à zip haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Mallette lavable
- Poignées renforcées et bretelles
- Matériau 600D Polyester

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions :

- extérieures : 44 x 25 x 27 cm (soit capacité de 22L)

- intérieures : 30 x 20 x 24 cm

Poids : 1.3 Kg

La sacoche est livrée vide.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17624-sac-d-urgence-light-emergency-s-rouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com