

FICHE PRODUIT

Refrigérateur à Médicament 2° C - 8° C, Modèle YC-55L

Référence : SOC-55L28

Description du produit

- Description

Le réfrigérateur de pharmacie 2°C~8°C YC-55L vous donne une toute nouvelle apparence et est conçu dans une taille intelligente qui s'adapte sous le comptoir. Ce petit réfrigérateur médical est équipé d'un contrôleur de température intelligent et apporte une température constante. Il est doté d'une porte transparente en verre trempé à double couche, d'un système anti-condensation et d'un système de chauffage électrique. Plusieurs fonctions d'alarme garantissent la sécurité du stockage. Le réfrigérateur pour vaccins est entièrement refroidi à l'air, ce qui évite tout risque de givrage. Le réfrigérateur pharmaceutique peut être utilisé dans les laboratoires, les hôpitaux, les pharmacies, les centres de prévention et de contrôle des maladies, les centres de santé, les usines pharmaceutiques, les établissements médicaux, les banques de sang, etc.

Système de contrôle précis

Ce mini réfrigérateur dispose d'un système de contrôle de température de haute précision avec des capteurs très sensibles. Et il peut bien garder la température à l'intérieur de l'armoire dans la gamme de 2°C~8°C. Il est conçu avec une haute luminosité, un affichage numérique de température et d'humidité pour le contrôle automatique de la température et assurer l'affichage avec précision dans 0,1°C.

Système de réfrigération puissant

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le réfrigérateur médical / de laboratoire est équipé d'un compresseur et d'un condenseur nouvelle technologie, qui permet d'améliorer les performances de refroidissement et de maintenir l'uniformité de la température à 1°C près. Il s'agit d'un réfrigérateur à air avec fonction de dégivrage automatique. Et le réfrigérant HCFC-FREE apporte une réfrigération plus efficace et assure le respect de l'environnement.

Conception humanisée du fonctionnement

Le réfrigérateur de pharmacie 2°C~8°C YC-55L est doté d'une porte verrouillable à ouverture frontale et d'une poignée pleine hauteur. L'intérieur du réfrigérateur est doté d'un système d'éclairage pour faciliter l'observation. La lumière s'allume lorsque la porte est ouverte et s'éteint lorsque la porte est fermée. L'armoire est fabriquée en acier de haute qualité, et le matériau de la face intérieure est en HIPS, ce qui est durable et facile à nettoyer.

Caractéristiques techniques

- Alarmes sonores et visuelles parfaites, y compris alarme de température haute et basse, alarme de panne de courant, alarme de panne de capteur et alarme de porte entrouverte.
- Le réfrigérateur dispose de 2~3 étagères en fil d'acier de haute qualité, les étagères sont réglables à n'importe quelle hauteur pour répondre à différentes exigences.
- L'appareil est équipé en standard d'un enregistreur de données USB, d'un contact d'alarme à distance et d'une interface RS485 pour le système de surveillance.
- Il dispose d'un ventilateur de refroidissement à l'intérieur, fonctionnant lorsque la porte est fermée, s'arrêtant lorsque la porte est ouverte
- Il est fabriqué avec couche isolante en mousse de polyuréthane sans CFC est respectueuse de l'environnement.
- La porte en verre chauffante remplie de gaz d'insertion assure une bonne isolation thermique.
- Le réfrigérateur médical est équipé de deux capteurs. En cas de défaillance du capteur principal, le capteur secondaire est immédiatement activé.
- La porte est équipée d'une serrure empêchant toute ouverture ou opération non autorisée.

Spécifications techniques

- Type d'armoire : Upright (vertical)
- Capacité : 55L
- Marque du compresseur : 1 pièce de marque chinoise réputée
- Dimensions externes (L*P*H,mm) 540*560*632

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions internes (L*P*H,mm) 444*440*404
- Moteur du ventilateur : Marque chinoise réputée de haute qualité
- Porte en verre chauffée avec serrure : 1 pièce
- Matériau (externe) : Matériau à revêtement en poudre (PCM)
- Matériau (intérieur) : Plaque d'aluminium avec pulvérisation
- Puissance (entrée) : 121W
- Consommation électrique (KWh/24h) : 1.54
- Réfrigérant : HCFC-FREE ,R600a
- Étagères (réglables) : 2 pièces
- Système d'alarme d'état : Visuel et audio
- Alarme de température haute et basse, alarme de panne de capteur, alarme de porte ouverte, alarme de panne de courant, alarme de batterie faible, alarme de température ambiante élevée, alarme de panne de l'enregistreur de données USB intégré,
- État Climatique : N
- Température (ambiante) : 16C ~ 32C
- Plage de température : 2°C - 8°C
- Tension : 220V / 50Hz
- Poids : 38 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/17626-refrigerateur-a-medicament-2-c-8-c-modele-yc-55l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com