


FICHE PRODUIT



Film laser Carestream DRYVIEW DVM+ mammographie 27,9x35,6 CM 100 feuilles x 5

Référence : SOC-18154

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

EN ARRET DE FABRICATION

Film laser Carestream DRYVIEW DVM+ mammographie 27,9x35,6 CM

Film laser Carestream DRYVIEW DVM+ mammographie 27,9x35,6 CM

vendu par boite de 5 pcs de 100 feuilles (500feuilles)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/films-de-radiographie/17627-film-laser-carestream-dryview-dvm-mammographie-27-9x35-6-cm-100-feuilles.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com