


FICHE PRODUIT

Peristeen Plus Système d'Irrigation Transanale Standard

Référence : SOC-29141

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le Peristeen Plus permet de vider l'intestin en introduisant de l'eau dans le rectum à l'aide d'une sonde rectale. Cette procédure doit être réalisée en position assise sur les toilettes. L'eau permet d'évacuer les selles, vidant ainsi la partie inférieure de l'intestin. Peristeen Plus vide l'intestin de manière efficace et prévient l'incontinence fécale et la constipation pendant près de 2 jours.

Pour les adultes.

Contenu

- 1 unité de commande.
- 2 sondes à ballonnet.
- 1 poche à eau (incluant un capuchon vissé).
- 2 sangles (1 emballage).
- 1 tubulure.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-accessoires-pour-la-coelioscopie-ou-laparoscopie/17628-peristeen-plus-systeme-d-irrigation-transanale-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com