

FICHE PRODUIT

Seringues 3 pièces avec embout Luer centré HelphA 2,5 ml - Boîte de 100

Référence : SOC-325100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Seringues 3 pièces avec embout Luer centré HelphA 2,5 ml - Boîte de 100

Seringues 3 pièces avec embout Luer centré HelphA 2,5 ml - Boîte de 100

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/17630-seringues-3-pieces-avec-embout-luer-centre-helpha-2-5-ml-boite-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com