

FICHE PRODUIT



ANALYSEUR DE BIOCHIMIE MINDRAY, MODELE BS-600M

Référence : SOC-BSM600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Avantage :

- Gestion flexible des échantillons
- Tests HbA1c avec du sang total
- Module ISE intégré
- Système de test fiable

Spécifications:

Fonction du système :

Débit : 600 tests photométriques par heure, jusqu'à 800 tests par heure avec ISE.

Principes de mesure : Absorbance Photométrie, turbidimétrie

Tests embarqués : jusqu'à 77 tests photométriques + 3 ISE + 3 indices sériques

Méthodologie : Point final, temps fixe, cinétique, ISE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Manipulation des échantillons :

SDM : 120 échantillons par 12 portoirs, chargement continu des échantillons, STAT en priorité.

Volume d'échantillon : 1,5~45µL, pas de 0,1µL

Échantillon d'HbA1c : Sang total pour le test HbA1c

Sonde d'échantillon : Détection du niveau de liquide, détection des caillots et protection contre les collisions

Manipulation des réactifs :

Plateau de réactifs : 80 positions avec système de refroidissement (2~8°C)

Volume de réactif : 10~200µL, pas de 0,5µL

Sonde de réactif : Détection du niveau de liquide, détection de bulles et protection contre les collisions

Lecteur de code-barres intégré :

Les lecteurs de codes-barres des échantillons et des réactifs prennent en charge le Codabar, ITF (Entrelacé Deux sur cinq), Code 128, Code 39, UPC/EAN et Code 93 ;

Capable de se connecter à LIS en mode bidirectionnel.

Système de réaction :

Volume de réaction : 70~300µL

Température de réaction : 37°C avec une fluctuation de 0,1°C

Cuvettes de réaction : 124 cuvettes réutilisables avec lavage automatique en 8 étapes.

Système optique :

Source lumineuse : Lampe halogène au tungstène

Photomètre : Photomètre à réseau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Longueur d'onde : 16 longueurs d'onde (340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 480nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 630nm, 660nm, 700nm, 740nm, 770nm, 800nm, 850nm)

Plage d'absorbance : 0~3,5 Abs (conversion 10mm)

Contrôle et étalonnage :

Mode d'étalonnage : Linéaire (un point, deux points et multipoints), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, exponentielle, polynomiale, parabole

Règles de contrôle : Règle multiple de Westgard, Twin plot

Unité d'opération :

Système d'exploitation : Écran tactile (en option), Windows 10(64bit)

Interface : RS-232, port réseau, port USB/parallèle

Conditions de fonctionnement :

Alimentation électrique : 200~240V, 50/60Hz, 1700VA ou 110/115V, 60Hz, 1700VA

Température de fonctionnement : 15~30°C

Humidité : 35~85%.

Dimensions : 1380mm (longueur)*860mm (largeur)*1200mm (hauteur)

Poids : 350 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/17631-analyseur-de-biochimie-mindray-modele-bs-600m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com