

FICHE PRODUIT



ECG EDAN SE 1201 12 pistes

Référence : SOC-SE1201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Descriptif:

Caractéristiques Techniques:

- Nombre de pistes : 12
- Interprétation : oui
- Autonomie : 2 heures
- Mémoire : 200 ECG.
- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- Ultra précis grâce à ses filtres :
- Filtre CA (supprime l'interférence du courant alternatif) : on / off
- Filtre DFT (Transformée de Fourier Discrète : réduit les fluctuations de base) : 0.05 Hz, 0.15 Hz, 0.25 Hz, 0.32 Hz, 0,5 Hz, 0,67 Hz,
- Filtre EMG (supprime les perturbations provoquées par de forts tremblements musculaires) : 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, Off,
- Filtre passe-bas (réduit la largeur de bande du signal d'entrée) : 75 Hz, 100 Hz ou 150 Hz.
- Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Clavier alphanumérique
- Ecran LCD : 800 x 480
- Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4
- Papier : demi A4
- Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s
- Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s
- Connectivité : Ethernet / RS232 / USB
- Poids : 4,2 kg
- Dimensions : 31 x 26,2 x 13,5 cm
- Validation CE / TÜV
- Référence : EDA043
- Garantie : 3 ans

Contenu du pack ECG EDAN SE 1201 12 pistes

L'ECG EDAN SE 1201 12 pistes est livré avec les éléments suivants :

- 1 ECG EDAN SE 1201 12 pistes
- 1 Câble patient 10 fils à fiche banane
- 6 Electrodes précordiales
- 4 Sangles avec électrodes intégrées
- 1 Liasse de papier
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Fusible (rechange)

En option vous pouvez également commander les accessoires suivants:

- Le sac de transport pour ECG EDAN
- Le Socle roulette pour ECG EDAN
- Le logiciel SMART ECG Viewer
- Le câble patient 10 fils pour ECG EDAN

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/17635-ecg-edan-se-1201-12-pistes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com