

FICHE PRODUIT



Ventilateur mixte LUISA pour Adulte, enfant, nouveau-né

Référence : SOC-31390111

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le ventilateur puissant LUISA mixte support de vie Adulte, pédiatrie, neonatologie (à partir de 30ml), permet aux patients sous ventilation d'inspirer et expirer sous assistance. LUISA est particulièrement mobile, compact et léger.

Le ventilateur puissant LUISA est un ventilateur pouvant fonctionner en mode invasif et non invasif : Pour utiliser la ventilation non invasive vous aurez besoin du circuit simple tube avec le code : 0810187 (emballage non inclus)

Ses avantages

- Fiable, quelle que soit la position.

LUISA fonctionne aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale et peut être installé en toute flexibilité sur un fauteuil roulant ou un lit. Choisissez la position dont vous avez besoin, en déplacement ou à domicile

- Actif pendant 18 heures.

Grâce à une autonomie de batterie de 18 heures environ, LUISA vous accompagne pendant une longue journée. Trois batteries et une possibilité de contrôle permanent de l'autonomie,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

garantissent la sécurité.

- Écran tactile 10" haute résolution

Un écran conçu pour la simplicité, la clarté et l'intelligence, avec une présentation claire et ordonnée pour la sécurité du patient

- Connectivité

Bluetooth®, prisma CLOUD, application, connexion du moniteur. Des connexions qui prennent en compte toutes les éventualités.

Quelques caractéristiques :

Ecran : écran tactile de 10''

Volume courant : Min: 30 ml, Max: 3 000 ml

Dimensions l x h x p en cm : 30 x 13 x 21

Poids net : 3,8 kg

(pour plus de détail voir fiche technique)

Configuration standard.

- LUISA, appareil de base, type LM150TD avec mode HFT (ROW)
- Module expiratoire à usage unique
- Circuit patient à valve simple branche
- Bloc d'alimentation
- Cordon d'alimentation
- Connecteur d'ajout en oxygène
- Lot de 2 filtres à grosses particules
- Lot de 12 filtres à pollen
- Sacoche de transport
- Sac d'accessoires
- Clé USB

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Configuration optionnelle

Capteur SpO2 et câble de connexion

Cellule de mesure FiO2

Sac de mobilité

Châssis

Alarme VENTiremote

Batterie externe

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-cpap-pour-l-apnee-du-sommeil/17637-ventilateur-mixte-luisa-pour-adulte-enfant-nouveau-ne.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com