

FICHE PRODUIT

Analyseur d'électrolytes (Ionogramme) i-Smart 300

Référence : SOC-182411

Points forts

- délais : 48 heures
- Types d'Électrolytes : 6 (Na , K , Cl⁻, Ca²⁺ , pH, TCO₂)

Description du produit

L'analyseur I-Smart 300 est doté d'un système de cartouche multi-tests tout-en-un comprenant les électrodes, les réactifs et tous les consommables.

Temps de mesure rapide (50 secondes) et petit volume d'échantillon sanguin (100 µL) La batterie intégrée et le poids léger sont optimisés pour les tests POC.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES :

- * Système de cartouche multi-tests tout-en-un comprenant les électrodes, les réactifs et tous les consommables.
- * Temps de mesure rapide (50 secondes) et faible volume d'échantillon sanguin (100 µL).
- * Aucune maintenance ou service technique sur site n'est nécessaire.
- * Équipé d'un écran tactile TFT LCD de 8 pouces.
- * Équipé d'une batterie intégrée et facile à déplacer grâce à son poids léger.
- * Fournit des résultats de test précis grâce à l'étalonnage automatique et à la surveillance des performances du système.
- * Offre des fonctions pratiques telles que le lecteur de codes-barres intégré, le guidage vocal et l'imprimante intégrée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Équipé d'un module RFID intégré, le remplacement des cartouches est facile et rapide.
- * Jusqu'à 2 heures de mesure d'échantillon avec la batterie intégrée.
- * Le système autonettoyant empêche la contamination entre les échantillons.
- * Conception intuitive de l'interface graphique et facilité d'utilisation.
- * Grande base de données pour les échantillons et le contrôle de la qualité.

DONNEES TECHNIQUES :

- * Dimensions / Poids - 257 X 252 X 394 mm / 7,1 kg
- * Imprimante thermique intégrée de 2 pouces
- * Interface - USB (2 ports) / Série (RS-232) / LAN (RJ45 Ethernet) / HDMI / Scanner de code-barres
- * Alimentation - 100-240 VAC, 50/60 Hz
- * Type d'échantillon / Volume d'échantillon - Sang total hépariné / 100 µL
- * Méthode d'introduction de l'échantillon - Aspiration
- * Durée de la mesure - 50 secondes
- * Étalonnage - Automatique ou manuel

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/ionogrammes/17638-analyseur-d-electrolytes-ionogramme-i-smartr-300.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Types d'Électrolytes	6 (Na , K , Cl-, Ca2 , pH, TCO2)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com