


FICHE PRODUIT

Chaise de miction à hauteur réglable avec accoudoirs

Référence : SOC-191120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Chaise de miction ou fauteuil percée ou chaise urinoire, à hauteur réglable avec accoudoirs

Fauteuil en acier epoxy d' hauteur réglable de 40 à 52 cm sur 6 positions.

Les pieds de ce fauteuil ont des embouts anti-dérapants pour plus de stabilité.

Le fauteuil de miction est fourni avec un Seau de 3L avec poignée et couvercle, et amovible par simple glissement.

- Matériau: Dossier, assise et accoudoirs rembourrés de 30cm et recouvert de PVC imperméable, ce qui le rend Facilement lavable
- Coloris disponible: bleu.
- Charge supportée 100 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-chaise-visiteur/17639-chaise-de-miction-a-hauteur-reglable-avec-accoudoirs.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com