

FICHE PRODUIT



Automate de microbiologie pour identification bactérienne et antibiogramme MA120

Référence : SOC-211120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Automate de microbiologie pour identification bactérienne et antibiogramme MA120

Configuration standard

Ce système complet d'identification microbienne (ID) et d'antibiogramme (AST= Test de sensibilité aux antibiotiques) comprend :

1. Instrument d'analyse avec chargeur de plaques
2. Moniteur LCD de 10 pouces
3. Logiciel intégré-MA120
4. Adaptateur électrique et souris USB
5. Turbidimètre Modèle : MT-06
6. Dispositif d'échantillonnage automatisé (inocule 50-100 plaques test/h)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales de l'Automate de microbiologie pour identification bactérienne et antibiogramme MA120

- Identification rapide et précise des micro-organismes et test de sensibilité aux antimicrobiens.
- Aide à l'identification des bactéries pathogènes cliniques (y compris les bactéries Gram négatives/positives et les champignons).
- Prise en charge de l'analyse de la concentration minimale inhibitrice (CMI) pour les médicaments antibactériens, rapport des résultats de l'identification des bactéries et de l'analyse de la sensibilité aux antimicrobiens,
- Permet d'identifier jusqu'à 1000 bactéries microbiennes et de tester 200 antibiotiques pour l'antibiogramme
- Logiciel MA120 convivial, connexion bidirectionnelle avec votre SIL
- Kit de carte de test de 120 cellules avec test d'identification et d'antibiogramme

Spécifications physiques de l'Automate de microbiologie pour identification bactérienne et antibiogramme MA120 :

Volume d'alimentation : AC 220~240V

Fréquence d'alimentation : 50 Hz

Capacité de travail : 250W

Température de fonctionnement : 5~40°C

Humidité de l'environnement : 20%~80% RH

Pression atmosphérique : 76KPa-106KPa

POIDS : 24.00 KGS

Dimensions de l'emballage : 54X53X61CM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/17640-automate-de-microbiologie-pour-identification-bacterienne-et-antibiogramme-ma120.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com