

FICHE PRODUIT



Matelas DEMI-corps Trendelenburg U300, avec câble A112

Référence : SOC-U3002211

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Matelas chauffant

- Radiotransparent (sauf capteur unique de température)
- Flexible (peut se plier ou se rouler sans dommage)
- Plage de température : 36 à 40°C
- Pas de réglage : 1°C
- Couleur : Noir
- Tissu en polymère conducteur ThermAssure™ posé sur une mousse antipression
- Matière extérieur : Uréthane non poreux sans couture
- Traitement : incrustation d'un agent antimicrobien
- Utilisation efficace : 30 mois
- Garantie fabricant : 2 ans
- Dimensions : 58,42 x 99,7 cm
- Poids : 1,04 kg

Ce matelas chauffant est livré avec son Câble A112

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-chambre-patient/17642-matelas-demi-corps-trendelenburg-u300-avec-cable-a112.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com