

FICHE PRODUIT

Lampe de stérilisation à UV-C mobile, Modèle ASB 255 MC (Amp 2x55W) avec compteur

Référence : SOC-2552025

Points forts

- délais : 1 semaine
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Lampe de stérilisation à UV-C mobile, Modèle ASB 255 MC (Amp 2x55W) avec chronomètre

Données techniques des lampes de stérilisations UV-C Modèle ASB 255 MC

Tension d'alimentation: 230V, 50Hz

Consommation électrique: 120W

Type d'ampoule UV-C: 2 x PL-L TUV55W (HNS-L 55W 2G11)

Durée de vie de l'ampoule UV-C (h): 9000 h

Rendement du ventilateur: 130 m3/h

Capacité de débit d'air: 60 m3/h

Cubature désinfectée: 150 m3

Surface désinfectée: 60m2

Bruit du ventilateur: < 30 dB

Classe de protection anti-chocs: classe I

Type de boîtier: IP20

Classe pour l'environnement médical : B-Domicile

Groupe selon PN-EN 55011 Clause 5 :1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité à PN-EN 60601-1: Oui

Dimensions du corps de la lampe: 1035 x 250 x 155 mm

Dimensions d'encombrement - version mobile: 600 x 1250 x 600 mm

Poids total - version mobile sans emballage : 14,5 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-de-sterilisation-a-ultraviolet/17656-lampe-de-sterilisation-a-uv-c-mobilie-modele-asb-255-mc-amp-2x55w-avec-chronometre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Résolution de l'écran	Full HD

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com