

FICHE PRODUIT

Cryoboîte congelable en carton pour 100 cryotubes de 4 ml

Référence : SOC-251431

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- DESCRIPTION

Cryoboîte congelable pour cryotube de 4ml.

Cryoboîte congelable livrée montée.
Couleur blanche.

Dimensions : LxIxh (mm) : 134 x 134 x 76

Por 100 tubes (Ømax. 12 mm)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/conservation-et-cryogenie/17659-cryoboite-congelable-en-carton-pour-100-cryotubes-de-4-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com